

Especificaciones del producto

Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca, (LxØ): 107 x 25 mm, transparente, estéril

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 80.622

Descripción del artículo Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón de

rosca, Tapón de rosca con soporte para cuchara para

heces, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 107 x 25 mm, estéril,

50 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón Tapón de rosca con soporte para cuchara para heces

Tipo de cierre tapón de rosca

Versión cuchara

Forma del fondo fondo plano/cónico

Dimensiones

Diámetro 25 mm
Longitud del producto 111 mm
Longitud sin tapón 107 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca, (LxØ): 107 x 25 mm, transparente, estéril

Página 2

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre marrón

Material de la varilla Poliestireno (PS)
Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 400 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 50 unidades / caja 400 unidades / pallet 11200 Profundidad de la caja 588 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 255 mm Volumen de la caja 0.0597 cbm Peso del producto 0.0129 kg Peso de la caja 5.9 kg

EAN de la caja interna 4038917082976 EAN de la caja 4038917001953

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

