




Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 101 x 16,5 mm, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.623.111
Descripción del artículo	Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón de rosca, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 101 x 16,5 mm, diámetro exterior de la tapa: 19,3 mm, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	cuchara

Dimensiones

Diámetro exterior de la tapa	19.3 mm
Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	107 mm
Longitud sin tapón	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-03-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 101 x 16,5 mm, transparente

Página 2

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In-vitro Diagnostikum (IVD)
Certificación CE	CE - Herstellerselbsterklärung
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	22000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0068 kg
Peso de la caja	3.89 kg
EAN de la caja interna	4038917115520
EAN de la caja	4038917014748

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-03-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT