



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 101 x 16,5 mm, transparente, estéril

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.624
Descripción del artículo	Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón de rosca, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 101 x 16,5 mm, estéril

Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Versión	cuchara

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	102 mm
Longitud sin tapón	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-02-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 101 x 16,5 mm, transparente, estéril

Página 2

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	10500
Profundidad caja interior	300 mm
Ancho de la caja interior	325 mm
Altura de la caja interior	70 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0169 kg
Peso de la caja	4.69 kg
EAN de la caja interna	4038917082990
EAN de la caja	4038917001977

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-02-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT