




Especificaciones del producto
Almohadilla absorbente, adecuada para
Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, (LxAn): 75 x
90 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 78.670
Descripción del artículo Almohadilla absorbente, adecuada para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, (LxAn): 75 x 90 mm, 1.000 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación Envío de muestras, recipientes de eliminación Multi-Safe
Indicado para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

Dimensiones

Ancho del producto 90 mm
Longitud del producto 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Almohadilla absorbente, adecuada para
Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, (LxAn): 75 x
90 mm

Material y colores

Material del producto celulosa

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 4000
unidades / pallet 72000
Profundidad de la caja 515 mm
Ancho de la caja 360 mm
Altura de la caja 360 mm
Volumen de la caja 0.0667 cbm
Peso del producto 0.001 kg
Peso de la caja 4.36 kg
EAN de la caja interna 4038917377492
EAN de la caja 4038917159937

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

