



Especificaciones del producto
**Almohadilla absorbente, adecuada para
contenedor de envío refrigerado, (LxAn): 80 x 55
mm**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	78.671
Descripción del artículo	Almohadilla absorbente, adecuada para contenedor de envío refrigerado, (LxAn): 80 x 55 mm, 100 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras, recipientes de eliminación Multi-Safe
Indicado para	contenedor de envío refrigerado

Dimensiones

Ancho del producto	55 mm
Longitud del producto	80 mm

Material y colores

Material del producto	celulosa
-----------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Almohadilla absorbente, adecuada para
contenedor de envío refrigerado, (LxAn): 80 x 55
mm**

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2500
unidades / pallet	270000
Profundidad de la caja	383 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.014 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	2.57 kg
EAN de la caja interna	4038917083263
EAN de la caja	4038917079860

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT