



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3884.105
Descripción del artículo	Multi-Safe twin plus 500, 500 ml, Riesgo biológico, material: PP, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 162 mm, 126 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de código de barras
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Dimensiones

Volumen máx.	500 ml
Diámetro	89 mm
Diámetro del fondo	57 mm
Diámetro de la tapa	89 mm
Altura del producto	162 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	126
unidades / caja interna	126
unidades / caja	126
unidades / pallet	3024
Volumen de la caja	0,0706 cbm
Peso del producto	0,0753 kg
Peso de la caja	10,24 kg
EAN de la caja interna	4038917542463
EAN de la caja	4038917542456

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

