



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.3884.115
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus, 1.500 ml, amarillo, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, etiquetado de riesgo biológico, material: PP, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 125 mm, tapa (LxA): 179 x 176 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 94 unidades/caja

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	1500 ml
Diámetro del fondo	112 mm
Altura del producto	125 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	94
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	94
unidades / pallet	1128
Profundidad de la caja	800 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.1216 cbm
Peso del producto	0.175 kg
Peso de la caja	17.91 kg
EAN de la caja interna	4038917903400
EAN de la caja	4038917903417

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

