



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3884.350
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus REC, 5.000 ml, gris, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, etiquetado de riesgo biológico, material: PP reciclado, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 379 mm, tapa (LxAn): 179 x 176 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 34 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Plantilla absorbente	sí
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	5000 ml
Diámetro del fondo	112 mm
Altura del producto	379 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	34
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	34
unidades / pallet	408
Profundidad de la caja	800 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.1216 cbm
Peso del producto	0.342 kg
Peso de la caja	13.11 kg
EAN de la caja interna	4066916004446
EAN de la caja	4066916004453

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

