



### Descripción del artículo

Número de pedido	77.3890.002
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe sani, 200 ml, amarillo, material: PP, abertura: ovalado, altura: 131 mm, tapón plano, tapa (LxAn): 75 x 47 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 unidades/caja
Identificación UN	sí

### Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

### Dimensiones

Volumen máx.	200 ml
Diámetro del fondo	57 mm x 32 mm
Diámetro de la abertura	33 mm x 23 mm
Altura del producto	131 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	110
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	110
unidades / caja	110
unidades / pallet	3300
Profundidad de la caja	397 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	397 mm
Volumen de la caja	0.0512 cbm
Peso del producto	0.0483 kg
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4038917330916
EAN de la caja	4038917330909

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

