

Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini, 300 ml

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 77.3890.003

Descripción del artículo Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini, 300 ml,

amarillo, material: PP, abertura: redondo, altura: 160 mm, tapón plano, tapa (LxAn): 81 x 45 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 unidades/caja

Identificación UN s

Características del producto

Tapón tapón plano Forma de la abertura redondo

Elemento auxiliar para quitar y Dispositivo de extracción

desenroscar

Dimensiones

Volumen máx. 300 ml

Diámetro del fondo 80 mm x 45 mm

Diámetro de la abertura 27 mm Altura del producto 160 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini, 300 ml

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto amarillo
Color del cierre rojo
Color de la tapa rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 135 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 135 unidades / caia 135 unidades / pallet 2700 Profundidad de la caja 400 mm Ancho de la caja 310 mm Altura de la caja 600 mm Volumen de la caja 0.0744 cbm Peso del producto 0.0694 kgPeso de la caja 10 kg

EAN de la caja interna 4038917330947 EAN de la caja 4038917330930

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

