



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.3897.060
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe euroMatic® , 6.000 ml, amarillo, cuadrado, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, material: PP, abertura: ovalado, altura: 330 mm, Bloqueo automático, tapa (LxAn): 164 x 164 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 40 unidades/caja
Identificación UN	sí

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Tapón	Bloqueo automático
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Contenedor de eliminación, Multi-Safe**  
**euroMatic® , 6.000 ml**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen máx.	6000 ml
Diámetro del fondo	132 mm x 132 mm
Diámetro de la abertura	110 mm x 60 mm
Altura del producto	330 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

**Presentación**

Pedido mínimo	40
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	40
unidades / caja	40
unidades / pallet	360
Profundidad de la caja	392 mm
Ancho de la caja	514 mm
Altura de la caja	802 mm
Volumen de la caja	0.1616 cbm
Peso del producto	0.4398 kg
Peso de la caja	19 kg
EAN de la caja interna	4038917332958
EAN de la caja	4038917332941

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**