



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3897.070
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe euroMatic® , 7.000 ml, amarillo, cuadrado, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, material: PP, abertura: ovalado, altura: 390 mm, Bloqueo automático, tapa (LxA): 164 x 164 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 34 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Tapón	Bloqueo automático
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	7000 ml
Diámetro del fondo	132 mm x 132 mm
Diámetro de la abertura	110 mm x 60 mm
Altura del producto	390 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	34
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	34
unidades / caja	34
unidades / pallet	306
Profundidad de la caja	392 mm
Ancho de la caja	514 mm
Altura de la caja	802 mm
Volumen de la caja	0.1616 cbm
Peso del producto	0.5228 kg
Peso de la caja	19 kg
EAN de la caja interna	4038917409858
EAN de la caja	4038917409841

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

