



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3898.106
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe medi, 6 l, amarillo, redondo, material: PP, con aros montados, abertura: redondo, altura: 195 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 230 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 480 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Tapón	tapón plano
Versión	con aros montados
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	6 l
Diámetro del fondo	190 mm
Diámetro de la tapa	230 mm
Diámetro de la abertura	88 mm
Altura del producto	195 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	palé
unidades / caja interna	480
unidades / caja	480
unidades / pallet	480
Profundidad de la caja	792 mm
Ancho de la caja	1090 mm
Altura de la caja	1192 mm
Volumen de la caja	1.029 cbm
Peso del producto	0.3126 kg
Peso de la caja	160 kg
EAN de la caja interna	4038917543422
EAN de la caja	4038917543439

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

