



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.3898.206
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe medi, 6 l, amarillo, redondo, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: negra, material: PP, con aros montados, abertura: redondo, altura: 195 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 230 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 unidades/caja
Identificación UN	sí

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	negra
Tapón	tapón plano
Versión	con aros montados
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	6 l
Diámetro del fondo	190 mm
Diámetro de la tapa	230 mm
Diámetro de la abertura	88 mm
Altura del producto	195 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	21
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	21
unidades / caja	21
unidades / pallet	336
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	430 mm
Altura de la caja	585 mm
Volumen de la caja	0.0994 cbm
Peso del producto	0.3472 kg
Peso de la caja	8 kg
EAN de la caja interna	4038917543453
EAN de la caja	4038917543460

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

