



### Descripción del artículo

Número de pedido	77.3899.025
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe eco 25, 25 l, amarillo, cuadrado, material: PP, abertura: cuadrado, altura: 260 mm, tapón plano, Tapa con junta, tapa (LxAn): 395 x 295 mm, tapón: amarillo, UN 3291, 160 unidades/caja
Identificación UN	sí

### Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	cuadrado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	no disponible

### Dimensiones

Volumen máx.	25 l
Diámetro del fondo	330 mm x 230 mm
Diámetro de la abertura	372 mm x 271 mm
Altura del producto	260 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	amarillo
Color de la tapa	amarillo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	UN 3291
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	160
Tipo de embalaje	palé
unidades / caja interna	1
unidades / caja	160
unidades / pallet	160
Volumen de la caja	1.738 cbm
Peso del producto	0.9245 kg
Peso de la caja	148 kg
EAN de la caja interna	4038917333467
EAN de la caja	4038917333450

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

