



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3899.035
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe steri, 35 l, amarillo, cuadrado, material: PP, esterilizable en autoclave, abertura: cuadrado, altura: 330 mm, tapón plano, Tapa con junta, tapa (LxAn): 393 x 393 mm, tapón: rojo, UN 3291, 150 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	cuadrado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	no disponible
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	35 l
Diámetro del fondo	340 mm x 340 mm
Diámetro de la abertura	370 mm x 370 mm
Altura del producto	330 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	UN 3291
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	150
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	150
unidades / pallet	150
Volumen de la caja	2.304 cbm
Peso del producto	1.1945 kg
Peso de la caja	179.25 kg
EAN de la caja interna	4038917333498
EAN de la caja	4038917333481

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

