

Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe steri, 60 I

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 77.3899.060

Descripción del artículo Contenedor de eliminación, Multi-Safe steri, 60 I, amarillo,

cuadrado, material: PP, esterilizable en autoclave, abertura: cuadrado, altura: 520 mm, tapón plano, tapa (LxAn): 393 x

393 mm, tapón: rojo, UN 3291, 120 unidades/caja

Identificación UN sí

Características del producto

Tapón tapón plano
Forma de la abertura cuadrado
Elemento auxiliar para quitar y no disponible

desenroscar

Autoclavable (máx. °C) 134 °C

Dimensiones

Volumen máx. 60 l

Diámetro del fondo 340 mm x 340 mm Diámetro de la abertura 370 mm x 370 mm

Altura del producto 520 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe steri, 60 I

Página 2

Material y colores

Polipropileno (PP) Material del producto

Color del producto amarillo Color del cierre roio Color de la tapa amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito UN 3291

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 120 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 1 unidades / caja 120 unidades / pallet 120

Volumen de la caja 2.304 cbm Peso del producto 1.8345 kg Peso de la caja 220.2 kg

EAN de la caja interna 4038917333559 EAN de la caja 4038917333542

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

