

Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe 25, 25 I

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 77.3899.125

Descripción del artículo Contenedor de eliminación, Multi-Safe 25, 25 I, amarillo,

cuadrado, material: PP, abertura: cuadrado, altura: 260 mm,

Cierre definitivo, Tapa con junta, tapa (LxAn): 395 x 295

mm, tapón: amarillo, UN 3291, 160 unidades/caja

Identificación UN sí

Características del producto

Tapón Cierre definitivo

Forma de la abertura cuadrado Elemento auxiliar para quitar y no disponible

desenroscar

Dimensiones

Volumen máx. 25 l

Diámetro del fondo 330 mm x 230 mm

Diámetro de la abertura 145 mm Altura del producto 260 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-14

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.





Especificaciones del producto Contenedor de eliminación, Multi-Safe 25, 25 I

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto amarillo Color del cierre amarillo Color de la tapa rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito UN 3291

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1 Tipo de embalaje palé unidades / caja interna unidades / caja 160 unidades / pallet 160

Volumen de la caja 1.7381 cbm Peso del producto 1.0505 kg Peso de la caja 168.16 kg

EAN de la caja interna 4038917333580 EAN de la caja 4038917333573

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

