

Especificaciones del producto

Botella de recogida de orina, 3 I, con unidad de transferencia integrada, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 77.575.400

Descripción del artículo Botella de recogida de orina, Recogida de orina, volumen

de trabajo máx.: 3 l, Ø orificio: 83,5 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, con

etiqueta de plástico, alemán, tapón: amarillo, con unidad de

transferencia integrada, 30 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico

Graduación sí

Tipo de cierre tapón de rosca

Protección de la luz si

Versión con unidad de transferencia integrada

Ámbito de aplicación Recogida de orina

Ejemplo de aplicación transferencia cerrada de orina en una V-Monovette® Orina

Volumen de trabajo 700 ml Ventana de visualización sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Botella de recogida de orina, 3 I, con unidad de transferencia integrada, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal 3.000.00 ml

Volumen máx. 3 l

Diámetro de la abertura 83,5 mm
Ancho del producto 130 mm
Longitud del producto 125 mm
Longitud incluido el tapón 246 mm
Longitud sin tapón 243 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno (PE)

Color del producto marrón

Material de cierre Polipropileno (PP)

Color del cierre amarillo

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Ficha de seguridad no Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 30 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 30 unidades / caja 30 unidades / pallet 270 Profundidad de la caja 643 mm Ancho de la caja 403 mm Altura de la caja 515 mm Volumen de la caja 0.1335 cbm Peso del producto 0.1433 kg Peso de la caja 5.1 kg

EAN de la caja interna 4038917241748 EAN de la caja 4038917241731

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

