



## Especificaciones del producto

**Botella de recogida de orina, 3 l, con unidad de transferencia integrada, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	77.575.401
Descripción del artículo	Botella de recogida de orina, Recogida de orina, volumen de trabajo máx.: 3 l, Ø orificio: 83,5 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, con etiqueta de plástico, inglés, tapón: amarillo, con unidad de transferencia integrada, 30 unidades/caja

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Versión	con unidad de transferencia integrada
Ámbito de aplicación	Recogida de orina
Ejemplo de aplicación	transferencia cerrada de orina en una V-Monovette® Orina
Volumen de trabajo	700 ml
Ventana de visualización	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Botella de recogida de orina, 3 l, con unidad de transferencia integrada, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	3.000.00 ml
Volumen máx.	3 l
Diámetro de la abertura	83,5 mm
Ancho del producto	130 mm
Longitud del producto	125 mm
Longitud incluido el tapón	246 mm
Longitud sin tapón	243 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	270
Profundidad de la caja	643 mm
Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	515 mm
Volumen de la caja	0.1335 cbm
Peso del producto	0.1433 kg
Peso de la caja	5.1 kg
EAN de la caja interna	4038917319669
EAN de la caja	4038917319652

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**