



## Especificaciones del producto

**Botella de recogida de orina NFT, 3 l, con unidad de transferencia integrada sin aguja, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	77.575.900
Descripción del artículo	Botella de recogida de orina NFT, Obtención de muestras de orina con función de extracción higiénicamente cerrada y sin aguja para Monovettes de orina, volumen de trabajo máx.: 3 l, Ø orificio: 83,5 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, con etiqueta de papel, alemán/inglés, tapón: blanco, con unidad de transferencia integrada sin aguja, montado, 30 unidades/caja

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco/negro
Graduación	sí
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Versión	con unidad de transferencia integrada sin aguja

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Botella de recogida de orina NFT, 3 l, con unidad de transferencia integrada sin aguja, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 2**

Ámbito de aplicación	Obtención de muestras de orina con función de extracción higiénicamente cerrada y sin aguja para Monovettes de orina
Ejemplo de aplicación	transferencia cerrada de orina en una Monovette® Orina
Volumen de trabajo	3.000 ml
Ventana de visualización	sí
Conexión	Luer (m)

### Dimensiones

Volumen nominal	3.000.00 ml
Volumen máx.	3 l
Diámetro de la abertura	83,5 mm
Ancho del producto	130 mm
Longitud del producto	125 mm
Longitud incluido el tapón	246 mm
Longitud sin tapón	243 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	270
Profundidad de la caja	643 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Botella de recogida de orina NFT, 3 l, con unidad de transferencia integrada sin aguja, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 3**

Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	515 mm
Volumen de la caja	0.1335 cbm
Peso del producto	0.1433 kg
Peso de la caja	5.1 kg
EAN de la caja interna	4038917947718
EAN de la caja	4038917947725

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**