

## Especificaciones del producto

Botella de recogida de orina, 3 I, con tiras de visualización y etiqueta incluida con instrucciones de uso, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 77.575

Descripción del artículo Botella de recogida de orina, Recogida de orina, volumen

de trabajo máx.: 3 l, Ø orificio: 83,5 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, con etiqueta de papel, alemán, tapón: amarillo, con tiras de visualización y etiqueta incluida con instrucciones de uso,

30 unidades/caja

# Características del producto

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Graduación sí

Tipo de cierre tapón de rosca

Protección de la luz sí

Versión con tiras de visualización y etiqueta incluida con

instrucciones de uso

Ámbito de aplicación Recogida de orina

Ventana de visualización sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT** 



## Especificaciones del producto

Botella de recogida de orina, 3 I, con tiras de visualización y etiqueta incluida con instrucciones de uso, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 2

### **Dimensiones**

Volumen nominal 3.000.00 ml

Volumen máx. 3 l

Diámetro de la abertura 83,5 mm
Ancho del producto 130 mm
Longitud del producto 125 mm
Longitud incluido el tapón 246 mm
Longitud sin tapón 243 mm

### Material y colores

Material del producto Polietileno (PE)

Color del producto marrón

Material de cierre Polipropileno (PP)

Color del cierre amarillo

### Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Ficha de seguridad no Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 30 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 30 unidades / caja 30 unidades / pallet 270 Profundidad de la caja 643 mm Ancho de la caja 403 mm Altura de la caja 515 mm Volumen de la caja 0.1335 cbm Peso del producto 0.1136 kgPeso de la caja 4.21 kg

EAN de la caja interna 4038917082600 EAN de la caja 4038917029438

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

**SARSTEDT**