



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.577
Descripción del artículo	Botella de cuello ancho, Recogida de orina, volumen de trabajo máx.: 0,25 l, Ø orificio: 35 mm, blanco, material: HD-PE, tapón: negra, 120 unidades/caja

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	Recogida de orina
Ventana de visualización	no

### **Dimensiones**

Volumen nominal	250 ml
Volumen máx.	0.25 l
Diámetro de la abertura	35 mm
Ancho del producto	60 mm
Altura del producto	90 mm
Longitud del producto	60 mm
Longitud incluido el tapón	110 mm
Longitud sin tapón	98 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	blanco
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	negra

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	120
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	120
unidades / caja	120
unidades / pallet	2880
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	288 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0547 cbm
Peso del producto	0.0371 kg
Peso de la caja	5.03 kg
EAN de la caja interna	4038917082624
EAN de la caja	4038917001694

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

