



## Especificaciones del producto

UriSet 24, con estabilizador, 3 l, con recipiente de transporte, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 77.578  
Descripción del artículo UriSet 24, con estabilizador, 3 l, con recipiente de transporte, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, 30 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de preparación con estabilizador  
Graduación sí  
Tipo de tapón tapón de rosca  
Protección de la luz sí  
Versión con recipiente de transporte  
Ámbito de aplicación Recogida de orina  
Ventana de visualización sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**UriSet 24, con estabilizador, 3 l, con recipiente de transporte, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	3.000,00 ml
Volumen máx.	3 l
Diámetro de la abertura	83,5 mm
Ancho del producto	130 mm
Longitud del producto	125 mm
Longitud incluido el tapón	246 mm
Longitud sin tapón	243 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	marrón
Material del tapón	Polipropileno (PP)
Color del cierre	verde

### Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	270
Profundidad de la caja	643 mm
Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	515 mm
Volumen de la caja	0,1335 cbm
Peso del producto	0,232 kg
Peso de la caja	7,76 kg
EAN de la caja interna	4038917082631
EAN de la caja	4038917067751

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**