



Especificaciones del producto

Kit para orina de chorro medio, 70 ml, (LxØ): 115 x 95 mm, para recipiente de 70 ml, graduada, PP, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	51.9923.812
Descripción del artículo	Kit para orina de chorro medio, volumen de trabajo máx.: 70 ml, (LxØ): 115 x 95 mm, Ø orificio: 48,45 mm, para recipiente de 70 ml, translúcido, graduada, material: PP, tapón de rosca, cierre incluido, con etiqueta de papel, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Ejemplo de aplicación	Recogida de orina a través de embudo en recipiente de 70ml
Indicado para	recipiente de 70 ml
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	70 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-12-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Kit para orina de chorro medio, 70 ml, (LxØ): 115 x 95 mm, para recipiente de 70 ml, graduada, PP, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	70 ml
Volumen máx.	70 ml
Diámetro	95 mm
Diámetro de la abertura	48,45 mm
Altura del producto	115 mm
Longitud del producto	115 mm
Longitud sin tapón	110 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	36
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	36
unidades / pallet	1440
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.06 cbm
Peso de la caja	4.4 kg
EAN de la caja interna	4038917154529
EAN de la caja	4038917036733

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-12-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT