



Descripción del artículo

Número de pedido	10.252.020
Descripción del artículo	Monovette® de orina, volumen nominal: 10 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Ejemplo de aplicación	Recogida, transporte y almacenamiento de orina
Forma del fondo	fondo redondo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 2

Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	102 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500
Profundidad caja interior	351 mm
Ancho de la caja interior	151 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 3

Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0084 kg
Peso de la caja	5.82 kg
EAN de la caja interna	4038917104432
EAN de la caja	4038917009874

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT