



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 10.252.028 |
| Descripción del artículo | Monovette® de orina, volumen nominal: 10 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15,3 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, con etiqueta de plástico, estéril, 100 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de extracción | Aspiración |
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de plástico |
| Color impresión/etiqueta | amarillo |
| Graduación | sí |
| Tapón | tapón de rosca Luer |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Protección de la luz | no |
| Versión | Luer-Lock |
| Ámbito de aplicación | Tubo para muestra de orina |
| Ejemplo de aplicación | Recogida, transporte y almacenamiento de orina |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unidades/bolsa

| | |
|----------------------------|---------------|
| Forma del fondo | fondo redondo |
| Volumen de trabajo | 10 ml |
| Centrifugación recomendada | 400 x g |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Conexión | Luer-Lock |

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|---------|
| Volumen nominal | 10 ml |
| Diámetro | 15.3 mm |
| Longitud incluido el tapón | 117 mm |
| Longitud sin tapón | 102 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 127 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | amarillo |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 100 |
| unidades / pallet | 7000 |
| Volumen de la caja | 0.0229 cbm |
| Peso del producto | 0.0149 kg |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unidades/bolsa

Página 3

| | |
|------------------------|---------------|
| Peso de la caja | 1.54 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917104494 |
| EAN de la caja | 4038917075671 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT