



Especificaciones del producto
V-Monovette® de orina, 6 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 13 mm, 50 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	11.2352.001
Descripción del artículo	V-Monovette® de orina, volumen nominal: 6 ml, sin preparación, sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina, (LxØ): 100 x 13 mm, transparente, escala nominal, material: PET, tapón de membrana, cierre amarillo, con etiqueta de papel, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Vacío
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón a presión
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	6 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**V-Monovette® de orina, 6 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 13 mm, 50 unidades/bolsa**

Página 2

Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	V-Monovette®

Dimensiones

Volumen nominal	6 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polietileno tereftalato (PET)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	34000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.023 cbm
Peso del producto	0.0072 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
V-Monovette® de orina, 6 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 13 mm, 50 unidades/bolsa

Página 3

Peso de la caja	4.14 kg
EAN de la caja interna	4038917245098
EAN de la caja	4038917245081

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT