



Especificaciones del producto
V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	11.2552.001
Descripción del artículo	V-Monovette® de orina, volumen nominal: 9,5 ml, sin preparación, sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina, (LxØ): 100 x 15 mm, transparente, escala nominal, material: PET, tapón de membrana, cierre amarillo, con etiqueta de papel, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Vacío
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón a presión
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	9,5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa

Página 2

Centrifugación recomendada 400 x g
Tiempo de centrifugación 5 Min

Dimensiones

Volumen nominal 9.5 ml
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 106 mm
Longitud sin tapón 100 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre amarillo
Material de la membrana goma
Material del tubo Polietileno tereftalato (PET)

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Ficha de seguridad no
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 22000
Profundidad de la caja 503 mm
Ancho de la caja 375 mm
Altura de la caja 155 mm
Volumen de la caja 0.0292 cbm
Peso del producto 0.0088 kg
Peso de la caja 4.88 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa

Página 3

EAN de la caja interna 4038917244886
EAN de la caja 4038917244879

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT