



Descripción del artículo

Número de pedido	57.462
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	310 mm
Volumen de la caja	0.0491 cbm
Peso del producto	0.0063 kg
Peso de la caja	6.98 kg
EAN de la caja interna	4038917081702
EAN de la caja	4038917000819

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

