

Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, PS

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 60.9921.821

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 97 x 16

mm, material: PS, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no

Tipo de cierre tapón de rosca

Forma del fondo fondo cónico con faldón

Volumen de trabajo 10 ml Centrifugación máx (ACR) 4000 x g

Dimensiones

Diámetro 16 mm Longitud del producto 97 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, PS

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 1000 unidades / pallet 24000 Profundidad de la caja 608 mm Ancho de la caja 324 mm Altura de la caja 264 mm Volumen de la caja 0.052 cbm Peso del producto 0.0077 kg Peso de la caja 8.5 kg

EAN de la caja interna 4038917151078 EAN de la caja 4038917027694

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

