



Descripción del artículo

Número de pedido	62.553.542
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	4100 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, PS, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 17 mm
Longitud del producto 120 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 24000
Profundidad de la caja 391 mm
Ancho de la caja 219 mm
Altura de la caja 429 mm
Volumen de la caja 0.0367 cbm
Peso del producto 0.0085 kg
Peso de la caja 4.26 kg
EAN de la caja interna 4038917113007
EAN de la caja 4038917013871

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT