



Descripción del artículo

Número de pedido	75.1354.001
Descripción del artículo	Vaso con rosca, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, Ø orificio: 58 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: verde, cierre incluido, 25 unidades apiladas en cada caso, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	100 ml

Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro de la abertura	58 mm
Longitud incluido el tapón	73 mm
Longitud sin tapón	71 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	600 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	400 mm
Volumen de la caja	0.0778 cbm
Peso del producto	0.0115 kg
Peso de la caja	7.64 kg
EAN de la caja interna	4038917247801
EAN de la caja	8052109529632

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

