



**Especificaciones del producto**  
**Vaso de recogida de orina de, 500 ml, (ØxAI): 80 x 148 mm, PP, neutro**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	75.1356
Descripción del artículo	Vaso de recogida de orina de, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 500 ml, (ØxAI): 80 x 148 mm, Ø orificio: 80 mm, neutro, material: PP, 250 unidades/caja

### Características del producto

Graduación	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	500 ml

### Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen máx.	500 ml
Diámetro	80 mm
Diámetro de la abertura	80 mm
Altura del producto	148 mm
Longitud sin tapón	148 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Vaso de recogida de orina de, 500 ml, (ØxAI): 80 x 148 mm, PP, neutro**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto neutro

**Pureza y certificación**

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 250  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 250  
unidades / caja 250  
unidades / pallet 5000  
Profundidad de la caja 458 mm  
Ancho de la caja 408 mm  
Altura de la caja 350 mm  
Volumen de la caja 0.0654 cbm  
Peso del producto 0.03 kg  
Peso de la caja 8.25 kg  
EAN de la caja interna 4038917086318  
EAN de la caja 4038917072984

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**