



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 75.1356 |
| Descripción del artículo | Vaso de recogida de orina de, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 500 ml, (ØxAI): 80 x 148 mm, Ø orificio: 80 mm, neutro, material: PP, 250 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Graduación | no |
| Ámbito de aplicación | recogida y conservación de orina |
| Volumen de trabajo | 500 ml |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|--------|
| Volumen nominal | 500 ml |
| Volumen máx. | 500 ml |
| Diámetro | 80 mm |
| Diámetro de la abertura | 80 mm |
| Altura del producto | 148 mm |
| Longitud sin tapón | 148 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Vaso de recogida de orina de, 500 ml, (ØxAI): 80 x 148 mm, PP, neutro

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 250
unidades / caja 250
unidades / pallet 5000
Profundidad de la caja 455 mm
Ancho de la caja 405 mm
Altura de la caja 345 mm
Volumen de la caja 0.0636 cbm
Peso del producto 0.03 kg
Peso de la caja 8.25 kg
EAN de la caja interna 4038917086318
EAN de la caja 4038917072984

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT