



Descripción del artículo

Número de pedido	75.560
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen de trabajo máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, Ø orificio: 73 mm, blanco, material: PS, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	250 ml

Dimensiones

Diámetro	73 mm
Diámetro de la abertura	73 mm
Altura del producto	100 mm
Longitud del producto	100 mm
Longitud sin tapón	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	20000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	165 mm
Volumen de la caja	0,0393 cbm
Peso del producto	0,0076 kg
Peso de la caja	4,3 kg
EAN de la caja interna	4038917339902
EAN de la caja	4038917339896

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

