



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	75.562.011
Descripción del artículo	Vaso con rosca, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAI): 57 x 76 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: marrón, cierre incluido, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de tapón	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	100 ml

### **Dimensiones**

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	57 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Vaso con rosca, 100 ml, (ØxAI): 57 x 76 mm, con protección contra la luz, PP, marrón**

**Página 2**

Longitud sin tapón 72 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto marrón  
Material del tapón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre marrón

**Pureza y certificación**

Categoría de producto Producto para diagnóstico in vitro  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 250  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 250  
unidades / pallet 7500  
Profundidad de la caja 443 mm  
Ancho de la caja 323 mm  
Altura de la caja 330 mm  
Volumen de la caja 0,0472 cbm  
Peso del producto 0,0153 kg  
Peso de la caja 4,54 kg  
EAN de la caja interna 4038917113618  
EAN de la caja 4038917014038

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**