



Especificaciones del producto
Vaso con rosca, 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, PP,
con etiqueta de seguridad, con unidad de
transferencia integrada, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.562.400
Descripción del artículo	Vaso con rosca, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: amarillo, con etiqueta de seguridad, con unidad de transferencia integrada, cierre montado, estéril, 5 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de seguridad
Color impresión/etiqueta	blanco/rojo/negra
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	con unidad de transferencia integrada
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Ejemplo de aplicación	transferencia cerrada de orina en una V-Monovette® Orina
Volumen de trabajo	20 ml - 100 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Vaso con rosca, 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, PP,
con etiqueta de seguridad, con unidad de
transferencia integrada, transparente

Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	57 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	76 mm
Longitud sin tapón	72 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	200
unidades / caja	200
unidades / pallet	5600
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0173 kg
Peso de la caja	4.31 kg
EAN de la caja interna	4038917236805
EAN de la caja	4038917236799

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

