



Descripción del artículo

Número de pedido	75.568
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen de trabajo máx.: 26 ml, (LxØ): 45 x 70 mm, Ø orificio: 70 mm, transparente, material: PP

Características del producto

Graduación	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	26 ml

Dimensiones

Volumen nominal	26 ml
Volumen máx.	26 ml
Diámetro	70 mm
Diámetro de la abertura	70 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	45 mm
Longitud sin tapón	45 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Vaso multiuso, 26 ml, (LxØ): 45 x 70 mm, PP,
transparente**

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 30000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 340 mm
Volumen de la caja 0.0539 cbm
Peso del producto 0.0036 kg
Peso de la caja 4.25 kg
EAN de la caja interna 4038917082549
EAN de la caja 4038917001625

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT