



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	76.1414
Descripción del artículo	Tapa a presión, sin boquilla, adecuada para vaso de 125 ml 75.1355, material: PE, rojo, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa a presión
Versión	sin boquilla
Indicado para	vaso de 125 ml 75.1355

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	rojo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	390 mm
Ancho de la caja	265 mm
Altura de la caja	590 mm
Volumen de la caja	0.061 cbm
Peso del producto	0.0024 kg
Peso de la caja	3.14 kg
EAN de la caja interna	4038917086554
EAN de la caja	4042836001499

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

