



Descripción del artículo

Número de pedido	76.1477
Descripción del artículo	Tapa a presión, con boquilla, adecuada para vaso de 125 ml 75.1355, material: PE, rojo, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa a presión
Versión	con boquilla
Indicado para	vaso de 125 ml 75.1355

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapa a presión, con boquilla, PE, rojo, 1.000
unidades/bolsa

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	390 mm
Ancho de la caja	265 mm
Altura de la caja	590 mm
Volumen de la caja	0.061 cbm
Peso del producto	0.0037 kg
Peso de la caja	4.47 kg
EAN de la caja interna	4038917086752
EAN de la caja	4042836001574

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT