



Descripción del artículo

Número de pedido	76.561
Descripción del artículo	Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml 75.560, material: PS, altamente transparente, 50 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Tipo de tapón	tapa a presión
Indicado para	vaso de 250 ml 75.560

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	altamente transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0,0167 cbm
Peso del producto	0,0013 kg
Peso de la caja	0,91 kg
EAN de la caja interna	4038917339926
EAN de la caja	4038917339919

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

