



Descripción del artículo

Número de pedido	76.564
Descripción del artículo	Tapa roscada, adecuada para vaso de 100 ml 75.563, material: HD-PE, neutro, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	tapón para tubo de orina
Indicado para	vaso de 100 ml 75.563

Dimensiones

Diámetro	62 mm
Altura del producto	14 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	21000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0068 kg
Peso de la caja	3.91 kg
EAN de la caja interna	4038917082518
EAN de la caja	4038917001595

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

