


## Especificaciones del producto Tapa a presión, para vaso de 26 ml 75.568, PE, transparente

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 76.569

Descripción del artículo Tapa a presión, para vaso de 26 ml 75.568, transparente,

material: PE, tapa a presión

### Características del producto

Tipo de cierre tapa a presión

Indicado para vaso de 26 ml 75.568

Material y colores

Material del producto Polietileno (PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Tapa a presión, para vaso de 26 ml 75.568, PE, transparente

Página 2

#### Presentación

Pedido mínimo 5000 unidades / caja interna 500 unidades / caja 5000 unidades / pallet 150000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 340 mm Volumen de la caja 0.0539 cbm Peso del producto 0.0016 kg Peso de la caja 8.49 kg

EAN de la caja interna 4038917082556 EAN de la caja 4038917001632

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

