



Descripción del artículo

Número de pedido	10.223.025
Descripción del artículo	Monovette® VD, para diagnóstico de virus, volumen nominal: 8,5 ml, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, tapón de rosca, cierre azul claro, con etiqueta de plástico, no estériles, 1 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	negro/azul claro
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	diagnóstico de virus
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Conexión	Luer (m)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Monovette® VD, 8,5 ml, cierre azul claro, (LxØ): 92
x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	8.5 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul claro
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	no estériles
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0315 cbm
Peso del producto	0.0078 kg
Peso de la caja	4.52 kg
EAN de la caja interna	4038917793797

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-01-31

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® VD, 8,5 ml, cierre azul claro, (LxØ): 92
x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 3

EAN de la caja

4038917793803

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-01-31

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT