



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1019
Descripción del artículo	Lanceta Safety, Neonatal, rosa, profundidad de la punción: 1,2 mm, anchura de la cuchilla: 1,5 mm, para extracción de sangre capilar, para la punción de talón, dedo, 200 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Niños, adultos con volúmenes de extracción grandes, neonatos: hemograma sencillo, glucemia, bilirrubina
Punto de punción	talón, dedo
Profundidad de penetración	1.2 mm
Producto de seguridad	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen de sangre	50 µl - 250 µl
Ancho del producto	21 mm
Longitud del producto	52 mm
Ancho de la cuchilla	1.5 mm

Material y colores

Color del producto	rosa
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0124 (DEKRA)
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1200
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	200
unidades / caja	1200
unidades / pallet	108000
Profundidad caja interior	118 mm
Ancho de la caja interior	118 mm
Altura de la caja interior	151 mm
Profundidad de la caja	366 mm
Ancho de la caja	248 mm
Altura de la caja	173 mm
Volumen de la caja	0.0157 cbm
Peso del producto	0.0029 kg
Peso de la caja	4.08 kg
EAN de la caja interna	4038917085069
EAN de la caja	4038917057660

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

