

# Especificaciones del producto Multivette® 600 EDTA K3E, 600 µI, cierre violeta, tapón de rosca

## Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 15.1671.100

Descripción del artículo Multivette® 600 EDTA K3E, muestras de sangre venosa y

capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 600 μl, (LxØ) con tapón: 47,9 x 8 mm, con impresión, cierre violeta,

tapón de rosca, fondo plano, 100 unidades/caja

# Características del producto

Tipo de extracción venosa y capilar

Tipo de preparación EDTA K3

Código de color ISO

Etiqueta/ Impresión con impresión

Color impresión/etiqueta violeta

Tipo de cierre tapón de rosca

Ámbito de aplicación muestras de sangre venosa y capilar

Forma del fondo fondo plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Multivette<sup>®</sup> 600 EDTA K3E, 600 µI, cierre violeta, tapón de rosca

# Página 2

#### **Dimensiones**

Volumen nominal 600 µl
Diámetro 8 mm
Longitud incluido el tapón 47.9 mm
Longitud sin tapón 44.4 mm

#### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre violeta

#### Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 100 unidades / caia 1000 unidades / pallet 63000 Profundidad caja interior 201 mm Ancho de la caja interior 81 mm Altura de la caja interior 81 mm Profundidad de la caja 423 mm Ancho de la caja 213 mm Altura de la caja 185 mm Volumen de la caja 0.0167 cbm Peso del producto 0.0022 kg Peso de la caja 2.79 kg

EAN de la caja interna 4038917132954 EAN de la caja 4038917024594

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

