



### Descripción del artículo

Número de pedido	15.1672
Descripción del artículo	Multivette® 600 Fluoruro/heparina FH, muestras de sangre venosa y capilar, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 600 µl, (LxØ) con tapón: 47,9 x 8 mm, con impresión, cierre amarillo, tapón de rosca, fondo plano, 100 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	Fluoruro + heparina
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	amarillo
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	muestras de sangre venosa y capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



### **Dimensiones**

Volumen nominal	600 µl
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	47.9 mm
Longitud sin tapón	44.4 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	63000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	81 mm
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0167 cbm
Peso del producto	0.0022 kg
Peso de la caja	2.77 kg
EAN de la caja interna	4038917087407
EAN de la caja	4038917005838

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

