



Descripción del artículo

Número de pedido	16.446
Descripción del artículo	Microvette® CB 300 Fluoruro/heparina FH, Medicina veterinaria, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 300 µl, (LxØ) con tapón: 46,5 x 10,8 mm, cierre amarillo, tapón a presión, fondo plano, recipiente interior: en forma de trompeta, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Fluoruro + heparina
Código de color	EU
Tapón	Tapón blando con lazo
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	Medicina veterinaria
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	2000 U/min
Tiempo de centrifugación	5 Min
Forma del tubo interno	en forma de trompeta

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	300 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	46.5 mm
Longitud sin tapón	43.7 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	288 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	2.42 kg
EAN de la caja interna	4038917268318
EAN de la caja	4038917282741

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

