



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 17.2111.050 |
| Descripción del artículo | Minivette® POCT neutra Z, volumen nominal: 50 µl, sin preparación, blanco, 200 unidades/bolsa, 200 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Tipo de extracción | capilar |
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Ámbito de aplicación | extracción de sangre capilar |
| Codificar color | blanco |

Dimensiones

| | |
|-----------------|-------|
| Volumen nominal | 50 µl |
|-----------------|-------|

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Material del producto | Acetato de celulosa (CA) |
| Color del producto | transparente |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Libre de látex | sí |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 2000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 200 |
| unidades / caja | 2000 |
| unidades / pallet | 144000 |
| Profundidad caja interior | 140 mm |
| Ancho de la caja interior | 99 mm |
| Altura de la caja interior | 117 mm |
| Profundidad de la caja | 513 mm |
| Ancho de la caja | 293 mm |
| Altura de la caja | 140 mm |
| Volumen de la caja | 0.021 cbm |
| Peso del producto | 0.001 kg |
| Peso de la caja | 2.66 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917310314 |
| EAN de la caja | 4038917310307 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

